



FICHE RECTO-VERSO! Bien penser à faxer les 2 côtés de la feuille + renseignements obligatoires (code UF...)

Date :		CODE UF :	Service CHV :	Signature du responsable :	
Références	C B	Matériels		Quantités demandées	Quantités distribuées
368841	1	Tube NF Hémato. K2E EDTA (violet 2 ml) PEDIATRIE			
367862	2	Tube NF Hématologie K2E EDTA (4 ml violet)			
956-616	3	Seringues GDS avec aiguille sécurisée (3 ml)			
367957	4	Tube SST sérothèque (4 ml jaune avec GEL)			
363047	5	Tube Hémostase (bleu 1.8 ml 3,2%) PEDIATRIE			
364305	6	Tube Hémostase (bleu 2.7 ml)			
956-622	7	Seringues GDS PEDIATRIE et SANG DE CORDON (1,7mL)			
362725	8	Tube de purge			
368494	9	Tube LH pédiatrie (2 ml vert) PEDIATRIE			
368921	10	Tube fluoré (gris 4 ml)			
368496	11	Tube LH (4 ml vert)			
956-610	12	Seringues GDS PICO Self fill sans aiguille (3 ml)			
367864	13	Tube BCR-ABL K2E EDTA (violet 6 ml)			
362795	14	Tube VIH charge virale VIH (6 mL bouchon nacré)			
450539	15	Tube Hémostase (bleu 1 ml) NEONAT +Tube cristal			
729073	16	Tube vitesse sédimentation Hématologie			
368271	17	Tube sec sérum CAT (2 ml rouge PEDIATRIE)			
365904	18	Tube secs CAT (4 ml rouge)			
525-0604	19	Tube conique LCR ou ponction (bouchons blancs cassés)			
36490200	20	Corps Luer Lok			
365975	21	Tube NF Hémato. K2E EDTA (0,5 ml PREMA & MATER)			
365968	22	Tube SST pédiatrie (0,5 ml jaunes avec GEL PEDIATRIE)			
365986	23	Tube PST-LH Péd. (0,5 ml vert) PEDIATRIE / NEONAT			
364915	24	Tube 11 ml urines (Bactériologie-cytologie - Biochimie)			
364958	25	Tube 4 ml urines ECBU (Bactériologie)			
367392	26	Aiguilles bleues (0,6 mm) épicroânienne			
367393	27	Aiguilles vertes (0,8 mm) épicroânienne			
1030016-BSX	28	TETANOTOP (Urgences adultes et pédiatriques)			
491CE.A	29	Ecouvillon ESWAB MINI avec milieu de transport liquide pour recherche BACTERIE (écouvillon <u>fin</u>) uniquement ORL-OPH-Pédiatrie			
MW951S	30	Ecouvillon VIROCULT VERT (Ne pas confondre avec les ESWAB) : recherche de VIRUS CUTANE/GENITAL (écouvillon <u>épais</u>)			
MW910S	31	Ecouvillon Σ-VCM (bouchon rouge) : Chlamydia, gono (IST)			
490CE.A	32	Ecouvillon ESWAB <u>REGULAR</u> avec milieu de transport liquide pour recherche BACTERIE			
MW168S	33	Ecouvillon FECAL TRANSWAB (1mL)			
06454305190	34	Lecteur de glycémies (pour échange) Glycémie			
4861736001	35	Accu-chek control (1 control n°1 + 1 control n°2) Glycémie			



Date :		CODE UF :	Service CHV :	Signature du responsable :	
Références	C B	Matériels		Quantités demandées	Quantités distribuées
4200746	36	Multistix 8 SG (bandelettes urinaires)			
HE111736	37	Microcuvettes pour HEMOCUE Hb201+			
HE139123	38	Kit de nettoyage HEMOCUE cleaner			
622222	39	Kit 4 tubes QuantiFERON			
53841	40	Lecteur cétonémie (NOVAPRO)			
52333	41	Solution de contrôle niveau Haut cétonémie			
52331	42	Solution de contrôle Niveau Bas cétonémie			
53891	43	Bandelettes cétone cétonémie			
367300	44	Adaptater Luer			
95700 L	45	Sachets bleus (gaz du sang, ammoniémie)			
95700 L	46	Sachets violets (Analyse sous traitée)			
95700 L	47	Sachets rouges (Demande urgente)			
95700 L	48	Sachets transparents Kangourou			
364940	49	Canule de transfère (urines)			
VK054SURI	50	Tube 4mL urines collection : PCR Chlamydia, gono (IST)			
5942861041-C009	51	Accu-chek bandelettes lecteurs Glycémie			
LR90D	52	Lames rodées (plage dépolie)			
BPC3L	53	Portes lames cartonnés (3 lames)			
364815	54	Corps de pompes			
368610	55	Aiguilles Eclipse noires (0,7 x 32 mm) avec protection			
368609	56	Aiguilles Eclipse vertes (0,8 x 32 mm) avec protection			
442021	57	BACTECLYTIC / Anaérobie / Flacon hémoculture			
442020	58	BACTEC plus Peds Plus /Flacon hémoculture Pédiatrie			
442023	59	BACTEC plus Aérobie / Flacon hémoculture			
364941	60	Pot à prélèvement 120 ml Bouchon jaune (recueil urines)			
216-1836	61	Pot à prélèvement 180 ml Bouchon rouge			
MW951SENT	62	Ecouvillon VIRO CULT VERT (Ne pas confondre avec les ESWAB) : recherche de VIRUS RESPIRATOIRE (écouvillon fin)			
AF41FK10C	63	Kit de prélèvement nasopharyngé Ag COVID			
41221	64	Pile bouton lithium 3v.CR2450 pour lecteurs Xpress cétonémie glycémie			
Bons de demandes		☐ Biologie / Biochimie (blanc) ☐ Biologie Moléculaire (vert) ☐ Bactério (jaune) ☐ Analyses externalisées (bleu)			

✦ : Donné à l'unité sur demande spécifique pour les patients difficiles à piquer. (A préciser « x unités »)

Merci de nous faire parvenir votre demande le lundi avant 10h par Fax (recto + verso) au 04-75-62-57-26
Distribution : Le mardi de 8h à 12h et de 12h45 à 14h30 UNIQUEMENT au magasin du laboratoire (6^{ème} étage du bâtiment 50 ; tél. :04-75-75-25-40)

Attention : - Si lundi férié : - Demande le mardi avant 10h

- Distribution le mercredi de 8h à 12h et de 12h45 à 14h30

ATTENTION : CODE UF absent = dotation non préparée

